

HOJA TECNICA

PROTOBAC

Desinfectante nebulizable

DESCRIPCION

PROTOBAC es una solución de inmejorable desempeño y características que le definen como un poderoso desinfectante- desodorizante - fungicida-virucida.

En su forma concentrada **PROTOBAC** puede ser atomizado utilizando aspersores de baja presión, dispensadores automáticos o atomizadores manuales, habiendo probado su efectividad en áreas donde se requiere un ambiente libre de agentes infecciosos.

Las áreas mencionadas pueden ser desde cuartos de hospital, enfermerías, salas de espera en clínicas y consultorios; áreas de almacenaje de basura hospitalaria, servicios y cuartos de baño, vestidores, sitios de confinamiento y otros muchos lugares sensibles, donde el crecimiento bacteriano, además de generar olores indeseables, se torna en un problema de higiene y salud. Se trata de un producto extremadamente efectivo, que permite se efectúen diluciones con aguas de dureza muy elevada (600-800 ppm) cuando su empleo se enfoque en el tratamiento de lugares de alto tráfico o concentración de personas

Con el desinfectante atomizable **PROTOBAC**, se logra un efectivo control sanitario sobre una amplia variedad de hongos y bacterias, evitando también el crecimiento de moho y tizoncillo. Cuando se utiliza directamente sin dilución alguna mediante atomizadores manuales o mecánicos, se logra además de una desinfección, un agradable aroma a limón.

INSTRUCCIONES DE USO

PROTOBAC es empleado en la limpieza y desinfección de diferentes áreas, sobre pisos, paredes, mesas, utensilios e instrumentos, en salas de hospital, quirófanos y otras áreas restringidas de clínicas, enfermerías y lugares similares.

Dada su alta concentración y el balance de su formulación, **PROTOBAC** puede ser empleado en forma diluida, mezclado con agua limpia, en diluciones que oscilan entre 1:10 a 1:20. El producto se asperja directamente sobre la superficie a tratar o en las áreas que se intenta desinfectar, logrando así un espacio sanitariamente limpio y el acondicionamiento total del mismo. Si se aplica sobre superficies duras y lo considera necesario, enjuague con agua limpia para eliminar el excedente o simplemente frote con una franela o trapo para retirar los sobrantes.

MANEJO Y ALMACENAJE

Se trata de un producto que empleado de la manera recomendada, es totalmente seguro e inocuo, sin embargo si

se tiene un contacto frecuente y prolongado con la piel, pudiera llegar a provocar un cierto grado de resequedad o irritación por lo que se recomienda lavar las partes afectadas con agua en abundancia y jabón. Almacene en lugares frescos y secos, alejados de cualquier fuente de calor excesivo. No exponga sus envases a la acción directa de la luz solar y evite el sobrecalentamiento de los mismos, pues el aumento en su presión interna ocasionado por el incremento de la temperatura podría provocar su ocasional ruptura. Mantenga los contenedores bien cerrados para evitar pérdidas o contaminación.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

PROTOBAC es un poderoso agente de desinfección que adicionalmente posee una excelente capacidad desengrasante, por lo que se aconseja evitar los contactos con la piel. Y los ojos. El material es irritante para los ojos por lo que en caso que se presente algún contacto, deberá lavarles de inmediato a chorro de agua durante al menos 15 minutos, separando bien los párpados para lograr un mejor arrastre del material

La inhalación prolongada de altas concentraciones de los vapores de **PROTOBAC** puede producir irritación del tracto respiratorio, depresión y efectos anestésicos. En caso de derrames masivos, utilice un material inerte y absorbente para recogerlo y coloque en recipientes cerrados para su disposición final, la que en todo caso deberá hacerse de acuerdo con las legislaciones municipal, estatal y federales vigentes en su área. Lave el área con abundante agua y jabón. No fume o ingiera alimentos durante su manejo.

PROTOBAC puede ser clasificado para su empleo bajo las categorías A4 y C1 de la USDA

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto:	Líquido incoloro
Solubilidad en agua:	Soluble
Gravedad específica a 25°C:	0.90-1.05
Punto ebullición:	98-100 C
Olor:	Característico
pH:	7-8
Índice de refracción @25C:	1.330-1.335
Color Hellige:	3-4

Presentaciones: Galón 4L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L, tote 1000 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-97 Rev: 02-03/17
26 de Marzo de 2017

