

HOJA TECNICA

QUIROBAC Detergente sanitizante

DESCRIPCIÓN

QUIROBAC es un eficaz detergente, desinfectante, sanitizante, fungicida y viricida, de uso específico, grado hospital, que efectivamente limpia y controla los peligros de contaminación en las áreas sensibles de quirófanos, salas de recuperación, enfermerías y lugares similares.

QUIROBAC posee una notable acción germicida que se manifiesta aún en aguas de muy alta dureza (600 ppm y más) y en presencia de >5% de contaminación por suero sanguíneo.

Además de su espectacular actividad antiviricidal-fungicida-germicida, deja todas las superficies tratadas limpias y brillantes, con un suave y atrayente aroma a cítricos. Los diferentes componentes químicos que forman parte de su formulación le convierten en un producto de amplio espectro de aplicación y capaz de ser homologado con otros materiales catalogados para el mismo empleo, bajo las categorías A4 y C1 de la USDA.

Se trata de un material no tóxico o irritante, que bajo las condiciones de uso y liberado posteriormente al medio ambiente, muestra una muy rápida degradación biológica y en la prueba espirométrica de degradación a 5 días, denota un rompimiento en otros metabolitos de más del 90% del total de la muestra, lo que de manera indiscutible le clasifica como material biodegradable.

QUIROBAC no afecta o corroe las superficies metálicas, azulejos o concreto que son tratadas con el material, no se absorbe por la piel y no presenta toxicidad acuática o humana alguna.

Sus componentes activos se enlazan a los sitios cargados negativamente en la pared de la célula bacteriana. Estos enlaces causarán a las bacterias tensiones en la pared celular, paralizando el flujo normal de compuestos que sostienen la vida a través de la pared de la célula. Al hacerlo, disminuye su permeabilidad y sobrevivencia.

Todos los componentes de QUIROBAC resultan inocuos a las concentraciones de trabajo, por lo que su empleo asegura una limpieza y desinfección totalmente segura y económica.

INSTRUCCIONES DE USO

QUIROBAC es utilizado en el tratamiento de limpieza y desinfección de pisos, mesas, paredes, utensilios e instrumentos, en quirófanos, salas de hospital y otras áreas restringidas de clínicas, enfermerías y lugares similares.

Debido a su poderosa acción germicida-fungicida-viricida, previene el crecimiento de mohos y hongos filamentosos y los olores asociados a los mismos, en áreas sensibles tales como:

asilos, prisiones, baños públicos, mingitorios, plantas alimenticias, etc.

Dependiendo del tipo de limpieza que deba realizarse, puede emplearse concentrado o diluido hasta 1:30–1:40. Se aplica sobre la superficie a tratar, se deja reposar durante algunos minutos y luego se frota utilizando un cepillo o franela suave; se enjuaga con agua limpia y se seca.

MANEJO Y ALMACENAJE

QUIROBAC es un producto que, empleado de manera correcta, es totalmente seguro e inocuo, sin embargo, si se tiene un contacto frecuente y prolongado con la piel, debido al efecto desengrasante de su formulación, pudiera llegar a provocar cierto grado de resequedad o irritación (sobre todo cuando este manejo es el de su forma concentrada), por lo que se recomienda lavar las partes afectadas con agua en abundancia.

Almacene en lugares secos y alejados de fuentes de calor excesivo. Mantenga los contenedores bien cerrados para evitar pérdidas o contaminación. No fume o ingiera alimentos durante su empleo.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

QUIROBAC es un poderoso agente de desinfección por lo que deberán evitarse los contactos prolongados con la piel. Lave con agua y jabón si el contacto se da.

El material es irritante para los ojos por lo que deberá lavarlos de inmediato a chorro de agua durante al menos 10 minutos.

La inhalación prolongada de altas concentraciones de sus vapores puede producir irritación del tracto respiratorio, depresión y efectos anestésicos.

En caso de derrames masivos, utilice un material inerte y absorbente para recogerlo y coloque en recipientes cerrados para su disposición final. Lave el área con agua y jabón.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Gr. Específica:	1.00–1.10 a 25°C
pH:	6.5 -7.5
Viscosidad:	< 5 cps
Índice de refracción @25°C	1.355-1.360
Color Hellige	1-3
Punto ebullición	98-100
Solubilidad en agua:	Soluble
Aspecto:	Líquido incoloro
Olor:	Limón

Presentaciones: porrones de 20 y 50 L, tambor de 200 L y tote de 1000 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-99 Rev: 06-07/23
Julio 26 de 2023

